

## TILSIGTET FORMÅL

Muliggør selvudtagning af en kapillærblodprøve i forbindelse med et kompatibelt prøvetagningsreservoir, der sendes til et akkrediteret laboratorium til analyse.

## SÆTTETS INDHOLD

- Tasso-blodprikker
- Kompatibelt rør, se producentens mærkning
- Varmepakke
- Bandage
- Sprintserviet
- Returpose med absorberende pude
- Brugsanvisning

## BORTSKAFFELSE

Følg lokale retningslinjer for bortskaffelse af brugte eller defekte skarpe genstande som et biologisk farligt materiale.

## ADVARSLER

- Kun receptpligtig brug.
- Må ikke bruges efter udløbsdatoen.
- Kun til engangsbrug.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Mindre blå mærker eller rester af mærker kan forekomme på prøvetagningsstedet.
- Må ikke gensteriliseres.
- Må ikke bruges, hvis emballagen er blevet åbnet eller beskadiget.
- Kun til eksternt brug.
- Beregnet til selvbrug eller brug af en sundhedsperson.
- Anvendes siddende, da besvimelse kan forekomme ved enhver blodprøvetagning.
- Se producentens instruktioner for individuelle komponenter.
- Ikke til brug på spædbørns hæle.
- Brugere skal validere anvendelsen af produktet til deres specifikke diagnostiske assay.









## OVERSATTE INSTRUKTIONER








- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningen och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+-sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käänökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:


<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>


*Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til producenten, den autoriserede repræsentant og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er hjemmehørende.*


## SYMBOLER

-  Katalognummer
-  Lotnummer
-  Dato for sidste anvendelse
-  Kun til engangsbrug
-  Opbevares ved 18 - 25 °C
-  Transport ved 25-85 % RF
-  CE-mærke
-  Medicinsk udstyr

-  Se brugsanvisningen
-  Denne enhed indeholder skarpe genstande
-  Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
-  Kun receptpligtig brug
-  Steriliseret ved bestråling
-  Må ikke gensteriliseres
-  Importør

 Tasso, Inc.  
400 2nd Ave. W  
Seattle, WA 98119 USA  
[www.tassoinc.com](http://www.tassoinc.com)

 **EC REP** Emergo Europe BV  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Nederlandene

 MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM Haag  
Nederlandene

PN0763-17, 01

 Tasso

**Tasso+-sæt**  
Brugsanvisning

# 1. Forberedelse

Yderligere hjælpemidler:


Timer 

Pen 

Barberkniv 



**1.** Vask hænder før brug. Sundhedspersonalet skal bære handsker under prøvetagningen.



**2.** Enheden placeres på overarmen - fjern eventuelt hår for at få det bedste resultat.




**3.** Saml alle nødvendige genstande. Fjern knappen fra bakken.




**4.** Drej og fjern hættten fra røret.




**5.** Tryk røret ind i enheden med påfyldningsstregene vendt udad, indtil det sidder godt fast.



**6.** Følg vejledningen for at aktivere varmepakningen. Hvis pakken ikke bliver varm, skal du kassere den og bruge hånden i stedet.



**7.** Gnid varmepakningen eller hånden op og ned ad brugerens skulder i 2 minutter for at varme og øge blodgennemstrømningen.



**8.** Rengør området med sprit og lad det tørre.




**9.** Fjern det gennemsigtige låg fra den røde knap.

# 2. Udtagning




Du mærker muligvis ikke enheden. Lad den blive på i 5 minutter ELLER mindre, hvis blodet har nået påfyldningsstregen.




**10.** Træk flappen væk fra enheden, og sæt enheden fast på overarmen. Armen skal hænge ned langs siden.



**11.** Tryk knappen helt ned EN gang, og slip den. Sæt timeren til 5 minutter. Se på at røret fyldes. Brug evt. et spejl.



**12.** Måske kommer der ingen blod de første 1-2 minutter. Fjern enheden, når der er gået i alt 5 minutter, eller før, hvis blodet når den øverste streg, før tiden er gået. Påfyld ikke ud over den øverste streg!



**13.** Fjern enheden ved at trække fra den ene side. Påfør om nødvendigt den medfølgende bandage.



**14.** Fjern røret fra enheden med et let vrid og træk nedad.



**15.** Sæt hættten helt fast på røret.



**16.** Vend forsigtigt røret 10 gange for at blande blodet. Bank eller knips på røret for at få blodet til at bevæge sig. Eventuelt gel i bunden af røret vil ikke blive blandet med blod.


# 3. Forsendelse




**17.** Skriv brugerens fødselsdato (MM/DD/ÅÅÅÅ) på rørets etiket i feltet over strekkoden.



**18.** Læg røret i den gennemsigtige returpose, og tryk for at forsegle. Fjern ikke puden.



**19.** Registrer tid og dato på returetiketten.



**20.** Hvis du returnerer blodprøven til et laboratorium via pakkeservice, skal du følge forsendelsesinstruktionerne.



**21.** Følg lokale retningslinjer for bortskaffelse af brugte materialer.



**22.** Vask hænder efter brug.



Første gang du bruger Tasso? Scan QR-koden for at få adgang til vores instruktionsvideo eller indtast URL'en nedenfor i din webbrowser:

[www.tassoinc.com/tassoplus-video](http://www.tassoinc.com/tassoplus-video)

Kontakt os for at få hjælp: +1 800-257-2370