

## BEOOGD GEBRUIK

Maakt zelf-afname van een capillair bloedstaal mogelijk samen met een compatibel monsteropvangreservoir dat wordt verzonden naar een erkend laboratorium voor analyse.

## INHOUD VAN DE KIT

- Tasso bloedprikapparaat
- Compatibel buisje, raadpleeg de etikettering van de fabrikant
- Warmtepakking
- Verband
- Alcoholdoekje
- Retourzakje met absorberend kussen
- Gebruiksaanwijzing

## VERWIJDEREN

Volg de lokale richtlijnen om gebruikte of defecte scherpe voorwerpen als biologisch gevaarlijk materiaal weg te gooien.

## WAARSCHUWINGEN

- Alleen op recept verkrijgbaar.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Uitsluitend eenmalig gebruik.
- Bewaar buiten het bereik van kinderen.
- Er kunnen kleine kneuzingen of restletsel optreden op de plaats van de bloedafname.
- Niet opnieuw steriliseren.
- Niet gebruiken als de verpakking van het apparaat werd geopend of beschadigd is.
- Alleen voor extern gebruik.
- Bestemd voor zelfgebruik of gebruik door een zorgverlener.
- Gebruik wanneer de persoon neerzit; flauwvallen kan optreden bij bloedafname.
- Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor individuele onderdelen.
- Mag niet gebruikt worden op de hielen van jonge kinderen.
- Gebruikers moeten het gebruik van het product bevestigen voor hun specifieke diagnostische test.

## VERTAALDE INSTRUCTIES

- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningen och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+ -sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>

*Elk ernstig voorval dat zich voordeed in verband met het apparaat moet worden gemeld aan de fabrikant, de bevoegde vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.*

## SYMBOLLEN

**REF** Catalogusnummer

**LOT** Partijnummer

 Vervaldatum

 Uitsluitend eenmalig gebruik


 Bewaar bij 18-25°C

 Transport bij 25-85% relatieve vochtigheid

 CE 2797 CE-markering

**MD** Medisch hulpmiddel

 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

 Dit hulpmiddel bevat scherpe voorwerpen


 Het product niet gebruiken niet als de verpakking beschadigd is

**Rx ONLY** Alleen op recept verkrijgbaar

**STERILE R** Gesteriliseerd door bestraling

 Niet opnieuw steriliseren

 Importeur

 Tasso, Inc.  
400 2nd Ave. W  
Seattle, WA 98119 VS  
[www.tassoinc.com](http://www.tassoinc.com)

**EC REP** Emergo Europe BV  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Nederland

 MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM Den Haag  
Nederland

PN0763-05, 01

 Tasso

**Tasso+ Kit**  
Gebruiksaanwijzing



# 1. Voorbereiding

Aanvullende benodigdheden:


Timer 

Pen 

Scheermes 



**1.** Was de handen voorafgaand aan gebruik. Zorgmedewerkers moeten handschoenen dragen tijdens de afname.



**2.** Het apparaat wordt geplaatst op de bovenarm - verwijder overtollig haar voor een beter resultaat.




**3.** Verzamel alle benodigde voorwerpen. Verwijder de knop uit het bakje.




**4.** Draai en verwijder de dop van het buisje.




**5.** Duw het buisje goed in het apparaat met de vullijnen naar buiten gericht.



**6.** Volg de instructies voor de warmtepakking om te activeren. Als de pakking niet opwarmt, gooi deze weg en gebruik uw handen.



**7.** Wrijf omhoog en omlaag met de warmtepakking of handen op de schouders van de gebruiker gedurende 2 minuten om de bloedstroom te verhogen.



**8.** Maak het gebied schoon met een alcoholdoekje en laat drogen.



**9.** Verwijder de doorzichtige hoes van de rode knop.




Verhoog de bloedstroom op de plaats van afname.


# 2. Afname




**U voelt het apparaat mogelijk niet. Laat 5 minuten aan OF minder als bloed de vullijn bereikt.**



**10.** Verwijder het lipje van het apparaat en bevestig het aan de bovenarm. Hang de arm recht naar beneden langs de zijkant.



**11.** Druk de knop **EENMALIG helemaal in en laat los**. Stel de timer in op 5 minuten. Kijk hoe het buisje wordt gevuld, indien nodig met behulp van de spiegel.



**12.** Het bloed verschijnt mogelijk niet gedurende de eerste 1-2 minuten. Verwijder het apparaat bij 5 minuten of vroeger als het bloed de bovenste lijn bereikt voordat de tijd is verstreken. Vul niet verder dan de bovenste lijn!



**13.** Verwijder het apparaat door het aan een zijde los te maken. Breng indien nodig het verstrekte verband aan.



**14.** Verwijder het buisje uit het apparaat met een lichte draai en trek het naar beneden.



**15.** Klik het dopje volledig op het buisje.




**16.** Keer het buisje voorzichtig 10 keer om om het bloed te mengen. Tik het buisje om het bloed in beweging te krijgen. Eventuele gel op de bodem van het buisje zal niet mengen met bloed.


# 3. Verzenden



**17.** Schrijf de geboortedatum (MM/DD/JJJJ) van de gebruiker op het etiket van het buisje in de ruimte boven de barcode.



**18.** Plaats het buisje in de doorzichtige retourzak en druk aan om te verzegelen. Verwijder de pad niet.



**19.** Noteer de tijd en datum op het etiket van het retourzakje.



**20.** Als een bloedstaal wordt geretourneerd aan een laboratorium met behulp van een koerierdienst, volg dan de verstrekte verzendingsinstructies.



**21.** Volg de plaatselijke richtlijnen om gebruikte materialen weg te gooien.



**22.** Was de handen na gebruik.



Is dit de eerste keer dat u Tasso gebruikt? Scan de QR-code om naar onze video met instructies te gaan of plaats de URL in uw webbrowser.

[www.tasso.com/tassoplus-video](http://www.tasso.com/tassoplus-video)

Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft:  
+1 800-257-2370