

VERWENDUNGSZWECK

Ermöglicht die Selbstentnahme einer Kapillarblutprobe in Verbindung mit einem kompatiblen Probenentnahmebehälter, der zur Analyse an ein akkreditiertes Labor versandt wird.

KIT-INHALT

- Tasso-Blutentnahmehilfe
- Kompatibles Röhrchen, siehe Etikett des Herstellers
- Wärmekissen
- Bandage
- Alkoholtupfer
- Rücksendebeutel mit absorbierendem Polster
- Gebrauchsanweisung

ENTSORGUNG

Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von gebrauchten oder defekten scharfen/spitzen Gegenständen als biologisch gefährliches Material.

WARNUNGEN

- Rezeptpflichtig.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Nur zum einmaligen Gebrauch.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- An der Probenentnahmestelle kann es zu leichten Blutergüssen oder Restspuren kommen.
- Nicht resterilisieren.
- Nicht verwenden, wenn der Beutel geöffnet oder beschädigt wurde.
- Nur zur äußeren Anwendung.
- Für die Selbstanwendung oder die Anwendung durch einen Gesundheitsdienstleister bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät im Sitzen, da bei jeder Blutentnahme die Gefahr einer Ohnmacht besteht.
- Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers für die einzelnen Komponenten.
- Nicht für die Verwendung an den Fersen von Kleinkindern geeignet.
- Benutzer müssen die Verwendung des Produkts für ihr spezifisches diagnostisches Verfahren validieren.

ÜBERSETZTE ANWEISUNGEN

- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningen och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordításai megtalálható a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+ -sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller, dem Bevollmächtigten und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

SYMBOLS


REF Katalognummer

LOT Losnummer

 Verfallsdatum

 Nur zum einmaligen Gebrauch.

 Lagerung bei 18-25 °C


 Transport bei 25-85 % rF

 CE-Zeichen

MD Medizinisches Gerät


 Gebrauchsanweisung beachten

 Dieses Gerät enthält scharfe Gegenstände


 Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Rx ONLY Rezeptpflichtig

STERILE R Sterilisiert durch Bestrahlung

 Nicht resterilisieren.

 Importeur

 Tasso, Inc.
400 2nd Ave. W
Seattle, WA 98119 USA
www.tassoinc.com

EC REP Emergo Europa BV
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Niederlande

 MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM Den Haag
Niederlande

PN0763-01, 01

 Tasso

Tasso+ Kit
Gebrauchsanweisung



1. Vorbereitung

Zusätzliches Verbrauchsmaterial:

Timer




Stift



Rasierer



1. Vor Gebrauch Hände waschen. Mitarbeiter des Gesundheitswesens müssen bei der Entnahme Handschuhe tragen.



2. Das Gerät wird am Oberarm angebracht - für beste Ergebnisse entfernen Sie störende Haare.



3. Bereiten Sie alle benötigten Gegenstände vor. Entfernen Sie den Knopf aus dem Fach.



4. Drehen Sie die Kappe und nehmen Sie sie vom Röhrchen ab.



5. Drücken Sie das Röhrchen in das Gerät, bis es fest sitzt und die Fülllinien nach außen zeigen.




Erhöhung des Blutflusses an der Entnahmestelle



6. Befolgen Sie zum Aktivieren des Wärmekissens die entsprechenden Anweisungen. Wenn das Kissen nicht heiß wird, entsorgen Sie es und verwenden Sie stattdessen ihre Hand.



7. Reiben Sie die Schulter des Benutzers 2 Minuten lang mit dem Wärmekissen oder ihrer Hand, um sie zu erwärmen und die Durchblutung zu fördern.



8. Reinigen Sie den Bereich mit einem Alkoholtupfer und lassen Sie ihn trocknen.




9. Entfernen Sie die durchsichtige Abdeckung des roten Knopfs.

2. Entnahme



Sie spüren das Gerät vielleicht nicht. 5 Minuten ODER weniger aufgesetzt lassen, wenn das Blut die Fülllinie erreicht hat.




10. Ziehen Sie die Lasche vom Gerät ab und kleben Sie das Gerät auf den Oberarm.


Lassen Sie den Arm gerade an der Seite herunterhängen.



11. Drücken Sie den Knopf EINMAL ganz nach unten und lassen Sie ihn los. Stellen Sie den Timer auf 5 Minuten ein. Überwachen Sie das Füllen der Röhrchens bei Bedarf mit einem Spiegel.



12. In den ersten 1-2 Minuten ist möglicherweise kein Blut sichtbar. Entfernen Sie das Gerät nach insgesamt 5 Minuten oder früher, wenn das Blut die obere Linie erreicht, bevor die Zeit abgelaufen ist. Nicht über die obere Linie hinaus befüllen!



13. Entfernen Sie das Gerät durch Abziehen von einer Seite. Falls erforderlich, legen Sie den mitgelieferten Verband an.



14. Entfernen Sie das Röhrchen mit einer leichten Drehung und Zug nach unten vom Gerät.



15. Die Kappe vollständig auf das Röhrchen aufsetzen.




16. Schwenken Sie das Röhrchen vorsichtig 10 Mal, um das Blut zu mischen. Tippen oder schnippen Sie gegen das Röhrchen, um das Blut in Bewegung zu bringen. Das Gel am Boden des Röhrchens wird sich nicht mit dem Blut vermischen.


3. Versand



17. Schreiben Sie das Geburtsdatum des Benutzers (MM/TT/JJJJ) auf das Röhrchenetikett in das Feld oberhalb des Barcodes.



18. Legen Sie das Röhrchen in den durchsichtigen Rückgabebeutel und drücken Sie ihn zum Verschließen zu. Entfernen Sie das Polster nicht.



19. Vermerken Sie Uhrzeit und Datum auf dem Etikett des Rücksendebeitels.



20. Wenn Sie die Blutprobe per Paketdienst an ein Labor zurücksenden, befolgen Sie die angegebenen Versandanweisungen.



21. Beachten Sie die örtlichen Richtlinien für die Entsorgung gebrauchter Materialien.



22. Nach Gebrauch Hände waschen.



Verwenden Sie Tasso zum ersten Mal? Scannen Sie den QR-Code, um unser Anleitungsvideo aufzurufen, oder geben Sie die nachstehende URL in Ihren Webbrowser ein:

www.tassoinc.com/tassoplus-video

Kontaktieren Sie uns für Hilfe: +1 800-257-2370