

## RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A kompatibilis mintagyűjtő tartállyal együtt lehetővé teszi a kapilláris vérmintavételt, amelyet ezután akkreditált laboratóriumba szállítanak elemzésre.

## A KÉSZLET TARTALMA

- Tasso vérvételi készülék
- Kompatibilis cső, lásd a gyártócímkét
- Melegítőpárna
- Kötszer
- Alkoholos törülköző
- Visszaküldésre szolgáló zacskó nedvszívó betéttel
- Használati utasítás

## HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Kövesse a használt vagy meghibásodott éles vagy hegyes eszközök biológiailag veszélyes anyagként történő ártalmatlanítására vonatkozó helyi irányelveket!

## FIGYELMEZTETÉSEK

- Vényköteles.
- Ne használja a szavatossági idő lejártá után!
- Kizárólag egyszeri használatra.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A mintavétel helyén megjelenhet kisebb véraláfutás.
- Az eszköz újbóli sterilizálása tilos.
- Ne használja, ha a készülék csomagolása fel van bontva vagy sérült.
- Kizárólag külső használatra.
- Saját vagy egészségügyi szolgáltató általi használatra.
- Ülve használja, mivel bármilyen vérvételi eljárásnál előfordulhat rosszullet.
- Lásd a gyártói utasításokat az egyes alkatrészekre vonatkozóan.
- Csecsemők sarkából való vérvételre nem használható.
- A felhasználóknak ellenőrizniük kell a termék alkalmasságát az adott diagnosztikai vizsgálathoz.
















## MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningarna och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+ -sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:


<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>

*Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak, a meghatalmazott képviselőjének és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.*

## SZIMBÓLUMOK

- |   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
|  REF           | Katalógusszám                                 |  i | Olvassa el a használati utasítást     |
|  LOT           | Tételszám                                     |    | Ez az eszköz éles végeket tartalmaz   |
|                | Szavatossági idő                              |    | Ne használja, ha a csomagolás sérült  |
|               | Kizárólag egyszeri használatra                |  | Rx ONLY<br>Vényköteles                |
|  18°C - 25°C | Tárolás 18-25 °C-on                           |  | STERILE R<br>Besugárással sterilizált |
|  25% - 85%   | Szállítás 25-85% relatív páratartalom mellett |  | Tilos az újbóli sterilizálás          |
|  2797        | CE-jelölés                                    |  | Importálja                            |
|              | Orvostechnikai eszköz                         |   |                                       |

 Tasso, Inc.  
400 2nd Ave. W  
Seattle, WA 98119 USA  
[www.tassoinc.com](http://www.tassoinc.com)

 EC REP Emergo Europe BV  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Hollandia

 MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
Hollandia

PN0763-11, 01

 Tasso

**Tasso+ Készülék**  
Használati utasítás

# 1. Előkészületek

Egyéb kellékek:

Időmérő




Írószersz



Borotva



1. Használat előtt mosson kezet! Az egészségügyi dolgozóknak kesztyűt kell viselniük a mintavétel során.



2. A készüléket a felkarra helyezzük – a legjobb eredmény érdekében távolítsa el a felesleges szőrszálakat!




3. Készítsen elő minden szükséges eszközt! Távolítsa el a gombot a tálcáról.



4. Tekerje le a kupakot a csőről!




5. A töltöttségi szintet jelölő vonalakkal kifele nézve a lehető legszorosabban helyezze a csövet a készülékbe!



6. Az aktiváláshoz kösse a melegítőpárnához tartozó utasításokat! Ha a melegítőpárna nem melegszik fel, tegye félre és használja helyette a kezét!

2 perc

Növelje a véráramlást a mintavétel helyén!



7. Dörzsölje a melegítőpárnát, vagy mozgassa gyorsan fel-le a kezét a felhasználó vállán 2 percig, hogy az felmelegedjen és javuljon a véráramlás.



8. Tisztítsa meg az adott bőrfelületet alkoholos törlőkendővel, majd hagyja megszáradni.




9. Vegye le a piros gomb átlátszó kupakját!

## 2. Mintavételezés

5 perc


Előfordulhat, hogy nem érzékeli a készüléket. Hagyja a karján 5 percig VAGY rövidebb ideig, ha a vérmennyiség eléri a szintjelző vonalat.




10. Távolítsa el a védőfület az eszköztől, majd tapassa az eszközt a felkarjára! Tartsa a karját egyenesen leengedve.



11. Nyomja meg a gombot EGYSZER teljesen lefelé, majd engedje el. Állítsa be az időzítőt 5 percre. Nézze meg a csövet a tükör segítségével, ha szükséges.



12. Előfordulhat, hogy az első 1-2 percben nem jelenik meg a vér. Távolítsa el a készüléket 5 teljes perc után, vagy hamarabb, ha a vér az idő lejártá előtt eléri a felső vonalat. Ne töltsen túl a felső jelzővonalon!



13. Távolítsa el az eszközt úgy, hogy az egyik oldalától kezdve lehúzza. Szükség esetén használja a mellékelt kötszert.



14. Enyhén megtekerve húzza le a csövet a készülékről.



15. A kupakot teljesen pattintsa rá csőre!




16. Óvatosan fordítsa a csövet fejjel lefelé 10-szer egymás után, hogy felrázza a vért. Koppintsa vagy pöccintse meg a csövet, hogy megmozgassa benne a vért. A cső alján található gél nem keveredik a vérral.


## 3. Szállítás




17. Írja a felhasználó születési dátumát (ÉÉÉÉ/HH/NN) a cső címkéjére a vonalkód feletti helyre.



18. Helyezze a csövet a visszaküldésre szolgáló átlátszó zacskóba, és nyomja le, hogy az lezáródjon. A nedvszívó betétet ne távolítsa el!



19. Jegyezze fel a mintavétel időpontját és a dátumot a visszaküldésre szolgáló zacskó címkéjére.



20. Ha csomagküldő szolgálattal küldi vissza a vérmintát a laboratóriumba, akkor a mellékelt szállítási utasításoknak megfelelően járjon el!



21. Tartsa be a használt eszközök hulladékként történő megsemmisítésére vonatkozó helyi irányelveket!



22. Használat után mosson kezet!



Először használja a Tassót? Olvassa be a QR-kódot, hogy hozzáférjen oktatóvideóinkhoz, vagy írja be az alábbi URL-t a böngészőjébe:

[www.tassoinc.com/tassoplus-video](http://www.tassoinc.com/tassoplus-video)  
Ha segítségre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot: +1 800-257-2370