

FORMÅL

Gjør det mulig å ta en kapillær blodprøve selv ved hjelp av en kompatibel oppsamlingsbeholder, som sendes til et akkreditert laboratorium for analyse.

INNHALDET I SETTET

- Tasso blodprøvetaking
- Kompatibelt rør, se produsentens merking
- Termisk pakke
- Bandasje
- Alkohol-serviett
- Returpose med absorberende pute
- Bruksanvisning

AVHENDING

Følg de lokale retningslinjene for avhending av brukte eller defekte skarpe gjenstander som biologisk farlig materiale.

ADVARSLER

- Kun til reseptbelagt bruk.
- Må ikke brukes etter utløpsdato.
- Kun til engangsbruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Det kan oppstå mindre blåmerker eller stikkmerker på stikkstedet.
- Må ikke re-steriliseres.
- Skal ikke brukes hvis emballasjen er åpnet eller skadet.
- Kun til utvendig bruk.
- For egen bruk eller bruk av helsepersonell.
- Brukes sittende, da enhver blodprøvetakingsprosedyre kan føre til besvimelse.
- Se produsentens instruksjoner for de enkelte komponentene.
- Må ikke brukes på hælene til spedbarn.
- Brukerne må godkjenne bruken av produktet for sin spesifikke diagnostiske test.

OVERSATTE INSTRUKSJONER

- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningen och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+ -sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käänökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>

Alvorlige hendelser som involverer utstyret, skal rapporteres til produsenten, den autoriserte representanten og den kompetente myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

SYMBOLER


REF Katalognummer

LOT Partinummer

 Utløpsdato

 Kun til engangsbruk

 Oppbevares ved 18-25 °C


 Transport ved 25-85 % luftfuktighet

 CE-merke

MD Medisinsk utstyr

 Se bruksanvisningen

 Dette redskapet inneholder skarpe gjenstander


 Må ikke brukes hvis pakken er skadet

Rx ONLY Kun reseptbelagt bruk

STERILE R Sterilisert ved bestråling

 Ikke steriliser på nytt

 Importør

 Tasso, Inc.
400 2nd Ave. W
Seattle, WA 98119 USA
www.tassoinc.com


EC REP emergo europe BV
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Nederland

 MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM Haag
Nederland

PN0763-18, 01

 Tasso

Sett Tasso+
Bruksanvisning



1. Klargjøring

Ekstrautstyr:


Timer

Penn

Barberhøvel



1. Vask hendene før bruk. Helsepersonell må bruke hansker under prøvetaking.



2. Apparatet plasseres på overarmen - for best mulig resultat må du fjerne overflødig hår.




3. Samle sammen alle nødvendige deler. Fjern knappen fra brettet.



4. Vri og fjern røretten.




5. Skyv røret inn i enheten til den sitter godt fast, med fyllelinjene vendt utover.



6. Følg instruksjonene på varmepakken for å aktivere den. Hvis pakken ikke varmes opp, kast den og bruk hånden i stedet.



Økt blodgjennomstrømning på prøvetaksingsstedet



7. Gni varmepakken eller hånden opp og ned på brukerens skulder i 2 minutter for å varme opp og øke blodgjennomstrømningen.



8. Rengjør området med en spritserviett og la det tørke.




9. Fjern det gjennomsiktige dekselet fra den røde knappen.

2. Collect




Det er ikke sikkert at du føler enheten. La apparatet stå på i 5 minutter ELLER mindre hvis det er blod ved fyll-injen.




10. Løsne tappen fra apparatet og fest apparatet på overarmen. La armen henge rett ned langs siden.



11. Trykk knappen én gang helt inn og slipp den. Still inn tidtakeren på 5 minutter. Se røret fylles med speil etter behov.



12. Det er ikke sikkert at det kommer blod i løpet av de første 1 til 2 minuttene. Fjern apparatet etter 5 minutter eller tidligere hvis blodet når den øvre linjen før tiden er ute. Ikke fyll utover den øvre linjen!



13. Fjern apparatet ved å trekke det av på den ene siden. Bruk om nødvendig den medfølgende bandasjen.



14. Fjern røret fra enheten ved å vri det litt og trekke det ned.



15. Sett hetten helt på plass på røret.



16. Snu røret forsiktig 10 ganger for å blande blodet. Bank eller rist på røret for å sirkulere blodet. Eventuell gel i bunnen av røret blandes ikke med blodet.


3. Frakt




17. Skriv brukerens fødselsdato (dag/mnd/år) på rørets etikett i feltet over strekkoden.



18. Legg røret i den gjennomsiktige returposen og trykk for å forsegle den. Ikke fjern elektroden.



19. Noter klokkeslett og dato på returposens etikett.



20. Hvis du returnerer blodprøven til et laboratorium med pakkepost, må du følge forsendelsesinstruksjonene som følger med.



21. Følg lokale retningslinjer for kassering av brukt utstyr.



22. Vask hendene etter bruk.



Første gang du bruker Tasso? Skann QR-koden for å få tilgang til bruksanvisning som video eller skriv inn nettadressen nedenfor i nettleseren din:

www.tassoinc.com/tassoplus-video

Kontakt oss for hjelp: +1 800-257-2370