

## AVSETT ÄNDAMÅL

För självinsamling av ett kapillärt blodprov i kombination med en kompatibel provuppsamlingsbehållare som skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys.

## SATSENS INNEHÅLL

- Tasso blodlancett-enhet
- Kompatibelt rör, se tillverkarens märkning
- Värmepåse
- Bandage
- Alkoholsvabb
- Returpåse med absorberande dyna
- Bruksanvisning

## KASSERING

Följ lokala riktlinjer för kassering av använda eller defekta vassa föremål som ett biologiskt riskmaterial.

## VARNINGAR

- Endast för receptbelagd användning.
- Använd inte efter utgångsdatum.
- Får bara användas en gång.
- Håll utom räckhåll för barn.
- Mindre blåmärken eller märken kan uppstå runt provtagningsstället.
- Sterilisera inte om enheten.
- Använd inte om enhetens förpackning har öppnats eller skadats.
- Endast för utvärtes bruk.
- Avsedd för egenanvändning eller användning av vårdpersonal.
- Använd i sittande ställning då svimning kan inträffa vid blodprovtagning.
- Se tillverkarens instruktioner för enskilda komponenter.
- Får inte användas på spädbarns hälar.
- Användare måste validera användningen av produkten för sin specifika diagnostiska analys.

## ÖVERSÄTTA INSTRUKTIONER

- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningen och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použití a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+ -sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:


<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>

*Alla allvarliga tillbud som inträffar i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren, den auktoriserade representanten och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten bor.*

## SYMBOLER


**REF** Katalognummer

**LOT** Partinummer

 Sista användningsdatum

 Får bara användas en gång

 Förvara vid 18–25°C


 Transportera vid 25–85 % RH

 2797 CE-märke

**MD** Medicinsk enhet

 Följ bruksanvisningen

 Den här enheten innehåller vassa föremål


 Använd inte om förpackningen är skadad

**Rx ONLY** Endast för receptbelagd användning


**STERILE R** Steriliseras genom bestrålning

 Sterilisera inte om enheten

 Importör

 Tasso, Inc.  
400 2nd Ave. W  
Seattle, WA 98119 USA  
[www.tassoinc.com](http://www.tassoinc.com)


**EC REP** Emergo Europe BV  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Nederländerna

 MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM Haag  
Nederländerna

PN0763-06, 01

 Tasso

**Tasso+ Kit**  
Bruksanvisning



Ytterligare förbrukningsmaterial:

Timer


Penna

Rakhyvel

## 1. Förbered



1. Tvätta händerna före användning. Vårdpersonal måste bära handskar under insamlingen.



2. Enheten kommer att placeras på överarmen – för bästa resultat ta bort överflödigt hår.



3. Samla in alla nödvändiga föremål. Ta bort knappen från facket.




4. Vrid och ta bort locket från röret.



5. Tryck in röret i enheten tills det sitter tätt med fyllningslinjerna vända utåt.



Öka blodflödet vid provtagningsstället



6. Följ värmepåsens instruktioner för att aktivera. Om påsen inte värms upp, kassera den och använd handen istället.



7. Gnugga värmepåsen eller handen upp- och nedför användarens axel i 2 minuter för att värma och öka blodflödet.



8. Rengör området med en alkoholdyna och låt torka.




9. Ta bort det genomskinliga skyddet från den röda knappen.

## 2. Samla in




Du känner eventuellt inte enheten. Lämna på i 5 minuter ELLER kortare tid om blodet är vid fyllningslinjen.




10. Dra bort fliken från enheten och fäst enheten på överarmen. Låt armen hänga rakt ned längs sidan.



11. Tryck knappen hela vägen ned EN GÅNG och släpp den. Ställ in timern på 5 minuter. Titta på röret medan det fylls, använd spegel vid behov.



12. Blod kanske inte syns under de första 1-2 minuterna. Ta bort enheten efter totalt 5 minuter eller tidigare om blodet når topplinjen innan tiden har gått ut. Fyll inte över topplinjen!



13. Ta bort enheten genom att dra av den från ena sidan. Vid behov, applicera medföljande bandage.



14. Ta bort röret från enheten med en lätt vridning och dra nedåt.



15. Fäst locket helt på röret.



16. Vänd försiktigt röret 10 gånger så att blodet blandas. Knacka lätt eller vicka på röret så att blodet rör på sig. Eventuell gel på rörets botten kommer inte att blandas med blodet.


## 3. Skicka



17. Skriv användarens födelsedatum (ÅÅÅÅ/MM/DD) på tubens etikett i utrymmet ovanför streckkoden.



18. Placera röret i den genomskinliga returpåsen och tryck för att försluta. Ta inte bort dynan.



19. Anteckna tid och datum på returpåsens etikett.



20. Om du returnerar blodprovet till ett laboratorium via en leveranstjänst ska du följa de medföljande leveransinstruktionerna.



21. Följ lokala riktlinjer för kassering av använt material.



22. Tvätta händerna efter användning.



Första gången du använder Tasso? Skanna QR-koden för att se vår instruktionsvideo eller ange nedanstående webbadress i din webbläsare:

[www.tassoinc.com/tassoplus-video](http://www.tassoinc.com/tassoplus-video)

Kontakta oss för hjälp: +1 800-257-2370