


## TASSO-M20




## ВИДЕО

### ПЪРВА УПОТРЕБА

Насочете камерата на телефона си тук, за да гледате


видеото:



или посетете

[www.tassoinc.com/tasso-m20-video](http://www.tassoinc.com/tasso-m20-video)

## ПОДГОТОВКА



### 1. Подгответе таймер и огледало.

Ще Ви трябват за вземането на пробата.




### 2. Разтъркайте ръката бързо и силно точно под рамото.

Загрейте добре, за да подобрите кръвообращението.




### 3. Почистете мястото с тампон със спирт.




### 4. Отворете пликчето на устройството като разделите белия и прозрачния слой.

## ВЗЕМАНЕ НА ПРОБАТА



### 5. Свалете прозрачното пластмасово капаче над червения бутон.



### 6. Отлепете хартиената лепенка зад червения бутон.

Капсулата за пробата трябва да сочи надолу.




### 7. Залепете устройството върху рамото.

След като сте го поставили, не го сваляйте.




### 8. Натиснете бутона бързо и силно, докрай. Изчакайте две секунди, след което го пуснете.



### 9. Включете таймера за пет минути.

Дръжте ръката си отстрани и следете запълването на точките в огледало. Кръвта не се вижда веднага.




### 10. След пет минути или по-рано, ако кръвта се появи на дъното на капсулата, отлепете устройството.

## ВРЪЩАНЕ




### 11. Отлепете прозрачната лента, за да се покаже отворът на капсулата за пробата.

Поставете етикета с баркода към задната част на капсулата, ако е предоставен такъв.



### 12. Поставете устройството в пластмасовата торбичка за връщане и я запечатайте.

Оставете пликчетата за влага в торбичката.



### 13. Впишете датата и часа на вземането на проба върху вътрешната страна на капача на кутията.



### 14. Поставете торбичката в кутията и затегнете с лентата.



### 15. Следвайте предоставените инструкции за връщане на пробата в лабораторията.

# TASSO ONDEMAND

## TASSO-M20

УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА



### Преведени указания

- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
- Uказанията за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
- Návod k použití a překlady pro Tasso-M20 jsou dostupné na webových stránkách společnosti Tasso:
- A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordításai megtalálható a Tasso weboldalon:
- Tasso-M20の使用方法と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
- Tasso-M20使用说明和译文可在Tasso网站上找到:
- Инструкция в експлуатации до Tasso-M20 ризиними мовами знаходиться на веб-сайті компанії Tasso:
- Návod na použití zariadenia Tasso-M20 a preklady nájdete na webovej stránke Tasso:

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

Tasso, Inc.  
1631 15th Ave. W., Suite 105  
Seattle, WA 98119 USA



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



MedenVoy  
Prises Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

PN0365-09, 03

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Tasso-M20 е предназначено за вземане, съхраняване и пренасяне на капилярна кръв за изследване в централизирана лаборатория. Той се използва в извън клинични условия, за употреба от възрастни лица.

### ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Tasso-M20 е стерилно, еднократно, интегрирано устройство за вземане на кръвна проба. То се състои от бутон и подвижна капачка. Отпънването на пробата, след вземането на пробата, устройството се доставя в централизирана лаборатория за изследване. В комплекта е предоставена торбичка за връщане с абсорбираща подложка.

### СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

Tasso-M20 трябва да се съхранява на стайна температура 18°C – 28°C (64°F – 82°F) и може да се използва до края на срока му на годност. Пробите се изпращат при температура на околната среда като се използват предоставените материали за транспортване.

### ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ

- Вижте указанията за употреба
- Устройството съдържа остри части
- Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена
- За еднократна употреба
- Не стерилизирате повторно
- Биологичен диск
- Съхранявайте при температура 18-28°C
- Транспортирайте при относителна влажност 25-85%
- Маркировка „CE“
- Употреба само по лекарско предписание
- Стерилизирано чрез облъчване
- Вносителят



Каталожен номер



Партиден номер



Използвайте преди



Вижте указанията за употреба



Устройството съдържа остри части



Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена



За еднократна употреба



Не стерилизирате повторно



Биологичен диск



Съхранявайте при температура 18-28°C



Транспортирайте при относителна влажност 25-85%



Маркировка „CE“



Употреба само по лекарско предписание



Стерилизирано чрез облъчване



Вносителят

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Tasso-M20 е предназначено за вземане, съхраняване и пренасяне на капилярна кръв за изследване в централизирана лаборатория. Той се използва в извън клинични условия, за употреба от възрастни лица.

### ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Tasso-M20 е стерилно, еднократно, интегрирано устройство за вземане на кръвна проба. То се състои от бутон и подвижна капачка. Отпънването на пробата, след вземането на пробата, устройството се доставя в централизирана лаборатория за изследване. В комплекта е предоставена торбичка за връщане с абсорбираща подложка.

### СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

Tasso-M20 трябва да се съхранява на стайна температура 18°C – 28°C (64°F – 82°F) и може да се използва до края на срока му на годност. Пробите се изпращат при температура на околната среда като се използват предоставените материали за транспортване.

### ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ

- Вижте указанията за употреба
- Устройството съдържа остри части
- Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена
- За еднократна употреба
- Не стерилизирате повторно
- Биологичен диск
- Съхранявайте при температура 18-28°C
- Транспортирайте при относителна влажност 25-85%
- Маркировка „CE“
- Употреба само по лекарско предписание
- Стерилизирано чрез облъчване
- Вносителят



Каталожен номер



Партиден номер



Използвайте преди



Вижте указанията за употреба



Устройството съдържа остри части



Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена



За еднократна употреба



Не стерилизирате повторно



Биологичен диск



Съхранявайте при температура 18-28°C



Транспортирайте при относителна влажност 25-85%



Маркировка „CE“



Употреба само по лекарско предписание



Стерилизирано чрез облъчване



Вносителят

### ИЗВЪРЛЯНЕ

Дефектни устройства следва да се изхвърлят съгласно местните или държавни разпоредби за депониране на използвани остри предмети.