


TASSO-M20



VIDEO


PRVNÍ UŽIVATELÉ

Namířte sem fotoaparát telefonu a podívejte se:



nebo přejděte na www.tassoinc.com/tasso-m20-video

PŘÍPRAVA



1. Pořídte si časovač a zrcátko.

Budete je při odběru potřebovat.



2. **Rychle a silně** potřete paži těsně pod ramenem.

Třete ji, dokud nebude velmi teplá, abyste podpořili průtok krve.




3. Očistěte rameno alkoholovým ubrouskem.




4. Sáček s přístrojem otevřete tak, že od sebe oddělíte bílou a průhlednou vrstvu.

ODBĚR




5. Odstraňte průhledný plastový kryt červeného knoflíku.



6. Odlepte papírový štítek za červeným knoflíkem.

Vzorkovnici držte směrem dolů.




7. Zařízení přiložte k rameni.

Po nasazení jej neodstraňujte.



8. Rychle a pevně stiskněte knoflík, dokud jej už nebude možné stisknout dál. Počkejte dvě sekundy a uvolněte jej.



9. Spusťte časovač na pět minut.

Držte ruku u sebe a sledujte v zrcadle, jak se stupnice plní. Krev nebude vidět hned.




10. Pokud se po pěti minutách nebo dříve objeví na dně vzorkovnice krev, zařízení odlepte.

NÁVRAT




11. Odlepte průhlednou fólii, abyste odhalili ventilační otvor vzorkovnice.

Nalepte čárový kód na zadní stranu vzorkovnice.



12. Zařízení vložte do fóliového sáčku a uzavřete jej.

Absorpční podložky nechte v sáčku.



13. Na vnitřní stranu krabice napište datum a čas odběru.




14. Sáček vložte do krabice a zalepte ji páskou.



15. Při odesílání vzorku zpět do laboratoře se řiďte uvedenými pokyny.


TASSO ONDEMAND


TASSO-M20

 V případě potřeby nás kontaktujte:
1-408-708-8451



- Přečtené pokyny**
- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
 - Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
 - Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
 - Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
 - Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
 - Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
 - As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
 - Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
 - Ykazaniya za ynotrebа и пpeвoдитe нa Tasso-M20 мoрaт дa бyдaт нaмepeни нa Интepнeт cтpaницaтa нa Tasso:
 - Návod k použití a překlady pro Tasso-M20 naleznete na webových stránkách společnosti Tasso:
 - A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
 - Tasso-M20の使用方法説明書と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
 - Tasso-M20使用说明书和译文可在Tasso网站上找到:
 - Инструкция в експлуатации до Tasso-M20 пазиними мовами знаходиться на веб-сайті компанії Tasso:
 - Návod na použití zařízení Tasso-M20 a překlady najdete na webové stránce Tasso:
- <https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>


Tasso, Inc.
1631 15th Ave., W., Suite 105
Seattle, WA 98119 USA


EMERGO EUROPE
Prinssessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



MedEnvoy
Prinsses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands
PN0365-10, 03

ZPŮSOB POUŽITÍ

Zařízení Tasso-M20 se používá k odběru, skladování a přípravě kapilární krve pro testování v centralizované laboratoři. Je určeno pro dospělé lidi k použití v neklinických podmínkách.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Tasso-M20 je sterilní, jednorázově integrovaně odběrové zařízení. Skládá se z knoflíku a vzorkovnice. Knoflík je zakrytý odnímatelným krytem. Před odběrem vzorků se odlepi papírová zadní strana. Po odběru vzorku bude zařízení doručeno do centralizované laboratoře k analýze. Součástí sady je sáček pro vrácení s absorpční podložkou.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Zařízení Tasso-M20 by mělo být skladováno při pokojové teplotě 18 °C – 28 °C (64 °F – 82 °F) a může být používáno až do data expirace. Vzorky se připravují při pokojové teplotě s použitím dodaných přepravních materiálů.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Při odběru vzorku se přístroj na několik minut přiloží na kůži horní části paže. Sterilní jehla propíchne kůži a knoflík pomocí podtlaku nasaje kapilární krev do vzorkovnice. Po uplynutí předem určené doby nebo po naplnění vzorkovnice zařízením odeberte a doručte do laboratoře. Při používání se řiďte podrobnými pokyny.

OBSAH SADY

Zařízení pro odběr krve Tasso
Alkoholy ubrousek
Obvaz
Sáček pro vrácení s absorpční podložkou
Návod k použití

KONTRAINDIKACE

• Není určeno k použití na dětské paže.


LKIVADACE

Vadné přístroje zlikvidujte v souladu s místními nebo státními pokyny pro likvidaci použitých ostrých předmětů.


UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ


- Pouze na lékařský předpis. Pro diagnostické použití „in vitro“.
- Nesterilizujte.
- Nepoužívejte, pokud byl sáček otevřen nebo poškozen.
- Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.
- Pouze pro jedno použití.
- V okamžiku odběru vzorku se mohou objevit drobné modřiny.
- Používejte vsedě, protože při odběru krve může dojít k mdlobám.
- Dodržujte obecná opatření proti biologickým rizikům.
- Udržujte mimo dosah dětí.


SYMBOLY


 Katalogové číslo

 Číslo sady

 Datum spotřeby

 Přečtěte si návod k použití

 Tento přístroj obsahuje ostré části


 Nepoužívejte, pokud je obal poškozený

 Pouze pro jedno použití

 Nesterilizujte

 Biologické nebezpečí

 Skladujte při 18–28 °C

 Přeprava při rel. vlhkosti 25 – 85 %

 Značka CE 2797

 Pouze na lékařský předpis

 Sterilizováno ozářováním

 Dovozce