


TASSO-M20



VIDEO


PRVNÍ UŽIVATELÉ

Namiřte sem fotoaparát telefonu a podívejte se:



nebo přejděte na www.tassoinc.com/tasso-m20-video

PŘÍPRAVA



1. Pořídte si časovač a zrcátko.

Budete je při odběru potřebovat.




2. **Rychle a silně** potřete paži těsně pod ramenem.

Třete ji, dokud nebude velmi teplá, abyste podpořili průtok krve.




3. Očistěte rameno alkoholovým ubrouskem.




4. Sáček s přístrojem otevřete tak, že od sebe oddělíte bílou a průhlednou vrstvu.

ODBĚR




5. Odstraňte průhledný plastový kryt červeného knoflíku.



6. Odlepte papírový štítek za červeným knoflíkem.

Vzorkovnici držte směrem dolů.




7. Zařízení přiložte k rameni.

Po nasazení jej neodstraňujte.



8. Rychle a pevně stiskněte knoflík, dokud jej už nebude možné stisknout dál. Počkejte dvě sekundy a uvolněte jej.



9. Spusťte časovač na pět minut.

Držte ruku u sebe a sledujte v zrcadle, jak se stupnice plní. Krev nebude vidět hned.




10. Pokud se po pěti minutách nebo dříve objeví na dně vzorkovnice krev, zařízení odlepte.

NÁVRAT




11. Odlepte průhlednou fólii, abyste odhalili ventilační otvor vzorkovnice.

Nalepte čárový kód na zadní stranu vzorkovnice.



12. Zařízení vložte do fóliového sáčku a uzavřete jej.

Absorpční podložky nechte v sáčku.



13. Na vnitřní stranu krabice napište datum a čas odběru.



14. Sáček vložte do krabice a zalepte ji páskou.



15. Při odesílání vzorku zpět do laboratoře se řiďte uvedenými pokyny.



NÁVOD K POUŽITÍ

TASSO ONDEMAND TASSO-M20



V případě potřeby
nás kontaktujte:
1-800-257-2370



Přeložene pokyny

- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
- Navod k použití a prekladu Tasso-M20 nalaznete na webových stránkách společnosti Tasso:
- A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
- Tasso-M20の使用方法と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
- Tasso-M20使用说明和译文可在Tasso网站上找到:
- Інструкція з експлуатації до Tasso-M20 підняти мовами знаходиться на веб-сайті компанії Tasso:
- Инструкция по эксплуатации к Tasso-M20 на разных языках находится на веб-сайте компании Tasso:
- Navod na použitie zariadenia Tasso-M20 a preklady nájdete na webovej stránke Tasso:

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

ZPŮSOB POUŽITÍ

Zařízení Tasso-M20 se používá k odběru, skladování a přepravě kapilární krve pro testování v centralizované laboratoři. Je určeno pro dospělé lidi k použití v nekliničských podmínkách.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Tasso-M20 je sterilní, jednorázově integrovaně odběrové zařízení. Skládá se z knoflíku a vzorkovnice. Knoflík je zakrytý odnímatelným krytem. Před odběrem vzorku se odlepi papírová zadní strana. Po odběru vzorku bude zařízení doručeno do centralizované laboratoře k analýze. Součástí sady je sáček pro vrácení s absorpční podložkou.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Zařízení Tasso-M20 by mělo být skladováno při pokojové teplotě 18 °C – 28 °C (64 °F – 82 °F) a může být používáno až do data expirace. Vzorky se připravují při pokojové teplotě s použitím dodaných přepravních materiálů.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Při odběru vzorku se přístroj na několik minut přiloží na kůži horní části paže. Sterilní jehla propíchne kůži a knoflík pomocí podtlaku nasaje kapilární krev do vzorkovnice. Po uplynutí předem určené doby nebo po naplnění vzorkovnice zařízení odeberete a doručte do laboratoře. Při používání se řiďte podrobnými pokyny.

OBSAH SADY

Zařízení pro odběr krve Tasso

Obvaz

Sáček pro vrácení s absorpční podložkou

Návod k použití

KONTRAIKACJE

• Není určeno k použití na dětské paže.

LKIVDACE

Vadné přístroje zlikvidujte v souladu s místními nebo státními pokyny pro likvidaci použitých ostrých předmětů.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

- Pouze na lékařský předpis. Pro diagnostické použití „in vitro“.
- Nesterilizujte.
- Nepoužívejte, pokud byl sáček otevřen nebo poškozen.
- Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.
- Pouze pro jedno použití.
- V okamžiku odběru vzorku se mohou objevit drobné modřiny.
- Používejte vsedě, protože při odběru krve může dojít k mdlobám.
- Dodržujte obecná opatření proti biologickým rizikům.
- Udržujte mimo dosah dětí.

SYMBOLY

REF Katalogové číslo

LOT Číslo šarže



Datum spotřeby



Přečtěte si návod k použití



Tento přístroj obsahuje ostré části



Nepoužívejte, pokud je obal poškozený



Pouze pro jedno použití



Nesterilizujte



Biologické nebezpečí



Skladujte při 18–28 °C



Přeprava při rel. vlhkosti 25 – 85 %



Značka CE 2797



Pouze na lékařský předpis



Sterilizováno ozářováním



Dovozce