



TASSO-M20

VIDEO


VOORBEREIDEN



NIEUWE GEBRUIKERS
Richt de camera van uw
telefoon hierop om te kijken:



of ga naar
www.tassoinc.com/tasso-m20-video



**1. Neem een timer
en spiegel.**

Die hebt u nodig tijdens de
afname




**2. Wrijf arm snel en
stevig net onder de
schouder.**

Wrijf totdat het heel warm
wordt om uw bloed te laten
stromen.




**3. Reinig arm met
alcohol pad.**




**4. Open het zakje door
de witte en doorzich-
tige lagen uit elkaar te
trekken.**

AFNAME



**5. Verwijder de
doorzichtige plastic
dop boven de rode
knop.**



**6. Trek het papieren
lipje vanachter de
rode knop.**

Houd de staalcapsule
naar beneden gericht.




**7. Plak het
apparaat op de
schouder.**

Niet verwijderen
wanneer het is
aangebracht.




**8. Druk snel en
stevig op de knop
tot deze niet verder
kan. Wacht twee
seconden en laat
los.**



**9. Start een timer
van vijf minuten.**

Houd de arm langs uw
zij en zie hoe de
stippen zich vullen.
U zult niet meteen
bloed zien.




**10. Na vijf minuten of
eerder, wanneer
bloed onderin de
capsule verschijnt,
trekt u het apparaat
los.**

RETOURNEREN




**11. Trek de doorzichtige film
los om het ventiel van de
staalcapsule bloot te leggen.**

Plaats het label met de
streepjescode, indien verstrekt, op
de achterzijde van de capsule.



**12. Plaats het
apparaat in de
plastic retourzak en
verzegel deze.**

Laat de vochtverpakking
in de zak zitten.



**13. Schrijf de
datum en tijd van
afname op de
binnenkant van de
flap van de doos.**



**14. Plaats de zak
in de doos en
verzegel deze
met de strip.**



**15. Volg de instruc-
ties om je monster
terug te sturen naar
het laboratorium.**



GBRUIKSIJNSTRUCTIES

- VERTALDE INSTRUCTIES**
- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
 - Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
 - Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
 - Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
 - Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
 - De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
 - Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
 - As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
 - Instrukcije obzujgi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
 - Указания за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
 - Návod k použití a překlady Tasso-M20 najde na webové stránke Tasso:
 - Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
 - Tasso-M20の使用方法説明書と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
 - Tasso-M20使用说明书和译文可在Tasso网站上找到:
 - Инструкция за експлуатация до Tasso-M20 в различни моменти може да се намери на веб-сайта на компанията Tasso:
 - Návod na použití zariadenia Tasso-M20 a preklady nájdete na webovej stránke Tasso:
- <https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>



TASSO ONDEMAND
TASSO-M20



Neem contact met ons op voor hulp:
1-408-708-8451

BEOOGD GEBRUIK

De Tasso-M20 wordt gebruikt om capillaire bloed af te nemen, op te slaan en te transporteren om het te testen in een geconcentreerd laboratorium. Het wordt gebruikt in niet-klinische settings bij volwassen bevolkingsgroepen.

BESCHRJVING VAN HET APPARAAT

De Tasso-M20 is een steriel, geïntegreerd afnameapparaat voor eenmalig gebruik. Het bestaat uit een knop en een staalcapsule. De knop is bedekt met een verwijderbare dop. Vóór het afnemen moet een papieren rug worden verwijderd. Na staalafname wordt het apparaat afgeliverd bij een geconcentreerd laboratorium voor analyse. Er wordt een retourzak met een absorberend pad meegeleverd in de set.

OPSLAG EN STABILITEIT

De Tasso-M20 moet worden bewaard op een kamertemperatuur tussen 18 en 28 °C (64 en 82 °F) en kan worden gebruikt tot de houdbaarheidsdatum. De stalen worden verzonden op kamertemperatuur met behulp van de meegeleverde verzendmaterialen.

GBRUIKSPRINCIPES

Bij het afnemen van een staal, wordt het apparaat gedurende een aantal minuten op de huid van de bovenarm geplaatst. Een steriele naald doorboort de huid en de knop trekt met behulp van vacuüm capillair bloed in de staalcapsule. Na een voorgedefinieerde periode of wanneer de staalcapsule vol is, wordt het apparaat verwijderd en aan het laboratorium geleverd. Volg tijdens het gebruik de gedetailleerde instructies.

INHOUD SET

Tasso bloedafnameapparaat
Alcohol doekje
Retourzak met absorberend pad
Gebruiksaanwijsties

CONTRA-INDICATIES

Niet voor gebruik voor kinderrhaken.

VERWIJDERING

Defecte apparaten moeten worden verwijderd overeenkomstig plaatselijke of landelijke richtlijnen voor het verwijderen van scherpe voorwerpen.

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

- Alleen op voorschrift.
- Voor in vitro diagnostisch gebruik.
- Niet opnieuw steriliseren.
- Niet gebruiken wanneer het zakje is geopend of beschadigd.
- Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.
- Voor eenmalig gebruik.
- Er kunnen kleine bloeddruktoringen ontstaan rond de plaats waar de afname heeft plaatsgevonden.
- Zitend gebruiken omdat bij elke bioedname de kans op flauwvallen bestaat.
- Neem de universele voorzorgen tegen biologische risico's in acht.
- Buiten bereik van kinderen houden.

SYMBOLEN

REF Catalogusnummer

LOT Partijnummer

Te gebruiken tot

Raadpleeg de gebruiksinstructies

Dit apparaat bevat scherpe items

Niet gebruiken wanneer de verpakking is beschadigd

Voor eenmalig gebruik

Niet opnieuw steriliseren

Biologisch risico

18-28°C

25%
85%

CE-markering
22797

Rx ONLY Alleen op voorschrift

STERILE R Gesteriliseerd door bestraling

Importeur