



TASSO-M20




VIDEO

ERSTBENUTZER
Richten Sie die Kamera
Ihres Telefons hierher, um
das Video anzuschauen:



oder gehen Sie zu
www.tassoinc.com/tasso-m20-video

VORBEREITEN



**1. Haben Sie
einen Timer und
Spiegel bereit.**

Sie brauchen sie bei
der Entnahme




**2. Reiben Sie den Arm
schnell und fest knapp
unterhalb der Schulter**

Reiben Sie, bis es sehr
warm ist, um Ihre
Durchblutung zu fördern




**3. Reinigen Sie den
Arm mit einem
Alkoholtupfer**




**4. Öffnen Sie den
Gerätebeutel, indem
Sie die weiße und die
transparente Schicht
auseinanderziehen**

ENTNAHME



**5. Entfernen Sie
die transparente
Kunststoffabdeckun-
g über der roten
Taste.**



**6. Ziehen Sie die
Papierlasche
hinter der roten
Taste ab.**

Halten Sie den
Probenbehälter nach
unten gerichtet.




**7. Kleben Sie
das Gerät an
die Schulter.**

Nicht entfernen,
wenn es
eingeschaltet ist.



**8. Drücken Sie die
Taste schnell und
fest bis zum
Anschlag. Warten
Sie zwei Sekunden
und lassen Sie
dann los.**



**9. Starten Sie einen
Fünf-Minuten-Timer**

Halten Sie den Arm an
Ihrer Seite und beobacht-
en Sie mit Hilfe des
Spiegels, wie sich Punkte
füllen. Sie werden nicht
sofort Blut sehen.




**10. Nach fünf
Minuten oder früher,
wenn Blut am Boden
des Behälters
erscheint, ziehen Sie
das Gerät ab.**

ZURÜCKSENDEN




**11. Ziehen Sie die Klarsichtfo-
lie ab, um die Entlüftung des
Probenbehälters freizulegen.**

Bringen Sie das Barcode-Etikett auf
der Rückseite der Hülle an, falls
vorhanden.



**12. Legen Sie das
Gerät in den
Folienrückgabebeutel,
verschließen Sie ihn**

Lassen Sie feuchte
Packungen im Beutel.



**13. Schreiben Sie
Datum und Uhrzeit
der Entnahme auf
die Innenklappe
des Kartons.**



**14. Legen Sie den
Beutel in den
Karton und
verschließen Sie ihn
mit dem Streifen**



**15. Folgen Sie der
Anleitung für den
Versand Ihrer Probe
an das Labor.**



GEBRAUCHSANWEISUNG

**TASSO ONDEMAND
TASSO-M20**



Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:
1-408-708-8451



ÜBERSETZTE GEBRAUCHSANWEISUNG

- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcije obslužni Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
- Указання за употребу и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
- Návod k použití a překlady Tasso-M20 naleznete na webových stránkách společnosti Tasso:
- A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
- Tasso-M20の使用方法説明書と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
- Tasso-M20使用说明和译文可在Tasso网站上找到:
- Инструкция за експлуатация до Tasso-M20 с различни моменти за намиране на веб-сайт компания Tasso:
- Návod na použití zariadenia Tasso-M20 a preklady nájdete na webovej stránke Tasso:

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

VERWENDUNGSZWECK

Das Tasso-M20 wird zur Entnahme, Lagerung und zum Transport von Kapillarblut für die Untersuchung in einem zentralen Labor verwendet. Es ist für den Einsatz in nicht-klinischen Umgebungen für die Verwendung bei Erwachsenen vorgesehen.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Das Tasso-M20 ist ein steriles, integriertes Einweggerät zur Blutentnahme. Es besteht aus einer Taste und einem Probenbehälter. Die Taste ist mit einer abnehmbaren Kappe abgedeckt. Vor der Probeentnahme wird ein Stück der Papierrückseite entfernt. Nach der Entnahme der Probe wird das Gerät zur Analyse an ein zentrales Labor geliefert. Ein Rücksendebeutel mit saugfähiger Einlage ist im Kit enthalten.

LAGERUNG UND STABILITÄT

Das Tasso-M20 sollte bei Raumtemperatur 18°C - 28°C (64°F - 82°F) gelagert werden und kann bis zum Haltbarkeitsdatum verwendet werden. Der Versand der Proben erfolgt bei Raumtemperatur unter Verwendung der mitgelieferten Versandmaterialien.

ARBEITSEISE

Bei der Probeentnahme wird das Gerät für ein paar Minuten auf die Haut des Oberarms gelegt. Eine sterile Nadel durchsticht die Haut und die Taste saugt mittels Vakuum Kapillarblut in den Probenbehälter. Nach einer festgelegten Zeitspanne oder wenn der Probenbehälter voll ist, wird das Gerät entfernt und an das Labor geliefert. Befolgen Sie bei der Verwendung die ausführlichen Anweisungen.

PACKUNGSGEHALT

Tasso-Blutentnahmegesetz
Alkoholtupfer
Verbandmaterial
Rücksendebeutel mit Saugeinlage
Gebrauchsanweisung

GEGENANZEIGEN

- Nicht zur Verwendung an Fersen von Kleinkindern.

ENTSORGUNG

Defekte Geräte sind gemäß den örtlichen oder staatlichen Richtlinien für die Entsorgung von scharfen/spitzen Gegenständen zu entsorgen.

VORSICHTSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Nur für den verschreibungsspflichtigen Gebrauch.
- Für die in-vitro-diagnostische Anwendung.
- Nicht erneut sterilisieren.
- Nicht verwenden, wenn der Beutel geöffnet oder beschädigt wurde.
- Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Nur zum einmaligen Gebrauch.
- An der Entnahmestelle können leichte Blutergüsse auftreten.
- Im Sitzen verwenden, da bei jeder Blutentnahme eine Ohnmacht auftreten kann.
- Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen für biologische Risiken beachten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

SYMBOLS

REF Katalognummer

LOT Chargennummer

Haltbarkeitsdatum

Gebrauchsanweisung beachten

Gerät hat scharfe Teile

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden

Nur zum einmaligen Gebrauch

Nicht erneut sterilisieren

Biologisches Risiko

Bei 18-28°C lagern

Transport bei 25-85 % rF

CE-Zeichen 2797

RX ONLY verschreibungsspflichtig

STERILE R Sterilisiert durch Bestrahlung

Importeur