



## TASSO-M20




## VIDEO

**ERSTBENUTZER**  
Richten Sie die Kamera  
Ihres Telefons hierher, um  
das Video anzuschauen:



oder gehen Sie zu  
[www.tassoinc.com/tasso-m20-video](http://www.tassoinc.com/tasso-m20-video)

## VORBEREITEN



**1. Haben Sie  
einen Timer und  
Spiegel bereit.**

Sie brauchen sie bei  
der Entnahme




**2. Reiben Sie den Arm  
schnell und fest knapp  
unterhalb der Schulter**

Reiben Sie, bis es sehr  
warm ist, um Ihre  
Durchblutung zu fördern




**3. Reinigen Sie den  
Arm mit einem  
Alkoholtupfer**




**4. Öffnen Sie den  
Gerätebeutel, indem  
Sie die weiße und die  
transparente Schicht  
auseinanderziehen**

## ENTNAHME



**5. Entfernen Sie  
die transparente  
Kunststoffabdeckun-  
g über der roten  
Taste.**



**6. Ziehen Sie die  
Papierlasche  
hinter der roten  
Taste ab.**

Halten Sie den  
Probenbehälter nach  
unten gerichtet.




**7. Kleben Sie  
das Gerät an  
die Schulter.**

Nicht entfernen,  
wenn es  
eingeschaltet ist.



**8. Drücken Sie die  
Taste schnell und  
fest bis zum  
Anschlag. Warten  
Sie zwei Sekunden  
und lassen Sie  
dann los.**



**9. Starten Sie einen  
Fünf-Minuten-Timer**

Halten Sie den Arm an  
Ihrer Seite und beobacht-  
en Sie mit Hilfe des  
Spiegels, wie sich Punkte  
füllen. Sie werden nicht  
sofort Blut sehen.



**10. Nach fünf  
Minuten oder früher,  
wenn Blut am Boden  
des Behälters  
erscheint, ziehen Sie  
das Gerät ab.**

## ZURÜCKSENDEN




**11. Ziehen Sie die Klarsichtfo-  
lie ab, um die Entlüftung des  
Probenbehälters freizulegen.**

Bringen Sie das Barcode-Etikett auf  
der Rückseite der Hülle an, falls  
vorhanden.



**12. Legen Sie das  
Gerät in den  
Folienrückgabebeutel,  
verschließen Sie ihn**

Lassen Sie feuchte  
Packungen im Beutel.



**13. Schreiben Sie  
Datum und Uhrzeit  
der Entnahme auf  
die Innenklappe  
des Kartons.**



**14. Legen Sie den  
Beutel in den  
Karton und  
verschließen Sie ihn  
mit dem Streifen**



**15. Folgen Sie der  
Anleitung für den  
Versand Ihrer Probe  
an das Labor.**

## GEBRAUCHSANWEISUNG

# TASSO ONDEMAND

## TASSO-M20

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:  
1-800-257-2370



### ÜBERSETZTE GEBRAUCHSANWEISUNG

- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instructed de uso do Tasso-M20 e as traduçöes estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcije za uporabu i prevodite na Tasso-M20 morat da budu na mepreni na Internet stranica na Tasso:
- Návod k použití a překlad Tasso-M20 najdete na webové stránce společnosti Tasso:
- A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
- Tasso-M20の使用方法と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
- Tasso-M20使用说明书和译文可在Tasso网站上找到:
- Инструкция в эксплуатации до Tasso-M20 размещены на веб-сайте компании Tasso:
- Инструкция в эксплуатации к Tasso-M20 на разных языках находится на веб-сайте компании Tasso:
- Návod na použití zariadenia Tasso-M20 a prekladý nájdete na webovej stránke Tasso.

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>



Tasso, Inc.  
400 2nd Ave W  
Seattle, WA 98119 USA



EMERGO EUROPE  
Westervoortseeljk 60,  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands  
PN0365-01\_04

### VERWENDUNGSZWECK

Das Tasso-M20 wird zur Entnahme, Lagerung und zum Transport von Kapillarblut für die Untersuchung in einem zentralen Labor verwendet. Es ist für den Einsatz in nicht-klinischen Umgebungen für die Verwendung bei Erwachsenen vorgesehen.

### BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Das Tasso-M20 ist ein steriles, integriertes Einweggerät zur Blutentnahme. Es besteht aus einer Taste und einem Probenbehälter. Die Taste ist mit einer abnehmbaren Kappe abgedeckt. Vor der Probeentnahme wird ein Stück der Papierrückseite entfernt. Nach der Entnahme der Probe wird das Gerät zur Analyse an ein zentrales Labor geliefert. Ein Rücksendebeutel mit saugfähiger Einlage ist im Kit enthalten.

### LAGERUNG UND STABILITÄT

Das Tasso-M20 sollte bei Raumtemperatur 18°C - 28°C (64°F - 82°F) gelagert werden und kann bis zum Haltbarkeitsdatum verwendet werden. Der Versand der Proben erfolgt bei Raumtemperatur unter Verwendung der mitgelieferten Versandmaterialien.

### ARBEITSEISE

Bei der Probeentnahme wird das Gerät für ein paar Minuten auf die Haut des Oberarms gelegt. Eine sterile Nadel durchsticht die Haut und die Taste saugt mittels Vakuum Kapillarblut in den Probenbehälter. Nach einer festgelegten Zeitspanne oder wenn der Probenbehälter voll ist, wird das Gerät entfernt und an das Labor geliefert. Befolgen Sie bei der Verwendung die ausführlichen Anweisungen.

### PACKUNGSGEHALT

Tasso-Blutentnahmeggerät  
Alkoholtupfer  
Verbandmaterial  
Rücksendebeutel mit Saugeinlage  
Gebrauchsanweisung

### GEGENANZEIGEN

- Nicht zur Verwendung an Fersen von Kleinkindern.

### ENTSORGUNG

Defekte Geräte sind gemäß den örtlichen oder staatlichen Richtlinien für die Entsorgung von scharfen/spitzen Gegenständen zu entsorgen.

### VORSICHTSHINWEISE UND

### WARNUNGEN

- Nur für den verschreibungsspflichtigen Gebrauch.
- Für die in-vitro-diagnostische Anwendung.
- Nicht erneut sterilisieren.
- Nicht verwenden, wenn der Beutel geöffnet oder beschädigt wurde.
- Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden.
- Nur zum einmaligen Gebrauch.
- An der Entnahmestelle können leichte Blutergüsse auftreten.
- Im Sitzen verwenden, da bei jeder Blutentnahme eine Ohnmacht auftreten kann.
- Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen für biologische Risiken beachten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### SYMBOLE

Katalognummer



Chargennummer



Haltbarkeitsdatum



Gebrauchsanweisung beachten



Gerät hat scharfe Teile



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Nur zum einmaligen Gebrauch



Nicht erneut sterilisieren



Biologisches Risiko



Bei 18-28°C lagern



Transport bei 25-85 % rF



CE-Zeichen



verschreibungsspflichtig



Sterilisiert durch Bestrahlung



Importeur

