


TASSO-M20



ВИДЕО


НОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Для просмотра
отсканируйте это камерой
своего телефона:



или посетите
www.tassoinc.com/tasso-m20-video

ПОДГОТОВКА



1. Возьмите таймер и зеркало.

Они понадобятся во время забора.




2. Быстро и крепко потрите руку немного ниже плеча.

Растирайте, пока это место не нагреется, чтобы улучшить кровообращение.




3. Протрите руку спиртовой салфеткой.




4. Откройте подушечку устройства, разделив белый и прозрачный слои.

ЗАБОР




5. Снимите прозрачную пластиковую наклейку с красной кнопки.



6. Отклейте кусочек бумаги с красной кнопки.

Контейнер для образца должен быть направлен вниз.




7. Прижмите устройство к плечу.

После этого уже не убирайте.



8. Быстро и уверенно прижмите кнопку до упора. Подождите две секунды и отпустите.



9. Включите пятиминутный таймер.

Прижмите руку к телу и следите за заполнением отверстий в зеркале. Кровь появится не сразу.



10. Через пять минут или раньше, если кровь появится на дне контейнера, можете отклеить устройство.

ОТПРАВКА НАЗАД




11. Отклейте прозрачную пленку, чтобы отверстие контейнера для образца было видно.

Наклейте ярлык со штрих-кодом, если такой предоставлен, на заднюю стенку коробочки.



12. Положите устройство в пластиковый пакет и запечатайте.


Оставьте мешочки для контроля влажности в пакете.



13. Укажите дату и время забора на внутреннем отверстии.



14. Вложите пакет и заклейте пленкой.



15. Следуйте предоставленным инструкциям по возвращению Вашего образца в лабораторию.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



TASSO ONDEMAND

TASSO-M20



За помощью
обращайтесь к нам:
1-800-257-2370



PEREVOД ИНСТРУКЦИИ

- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
- Указания за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
- Návod k použití a preklady Tasso-M20 náležte na webových stránkách spoločnosti Tasso:
- A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
- Tasso-M20の使用方法と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
- Tasso-M20使用说明和译文可在Tasso网站上找到:
- Инструкция за експлуатация до Tasso-M20 ризиними мовами знаходиться на веб-сайт компанії Tasso:
- Инструкция по эксплуатации к Tasso-M20 на разных языках находится на веб-сайте компании Tasso:
- Návod na použití zariadenia Tasso-M20 a preklady zariadenia Tasso-M20 a preklady Tasso-M20-ifu

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Tasso-M20 предназначен для забора, хранения и перевозаки капиллярной крови в целях проведения исследований в центральной лаборатории. Устройство предназначено для использования взрослыми в анализ. Внутри пакета для отправки имеется гироксипинеский мешочек.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Tasso-M20 – это стерильное, одноразовое, комплексное устройство для забора образцов. Оно состоит из кнопки закрыта сёмным колпачком. Перед заборою необходимо открепить кнопку бумаги. После забора устройство необходимо отправить в централизованную лабораторию на анализ. Внутри пакета для отправки

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Tasso-M20 необходимо хранить при комнатной температуре 18 °C – 28 °C (64 °F – 82 °F) и можно использовать до истечения срока годности. Образцы следует отправлять в условиях комнатной температуры с использованием материалов для отправки.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Во время забора образца устройство прикладывает к коже предельная сила, которая направляет капиллярную кровь в контейнер для образца. По истечении указанного времени или после заполнения контейнера для образца устройство снимается и отправляется в лабораторию. Пользуйтесь, руководствуясь подробной инструкцией.

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА

- Устройство для забора крови Tasso
- Спиртовая салфетка
- Бинт
- Пакет для отправки с гироксипинеским мешочком
- Инструкция по использованию
- Не использовать на пятках новорожденных.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не использовать на пятках новорожденных.
- Не использовать на пятках новорожденных.



Импортер

STERILE R

Стерилизовано облучением

RX ONLY

Выдается только по рецепту

2797 3нак CE

85% 25% 85% % OB
Осуществляйте транспортировку при

18-28°C

Хранить при 18-28 °C



Биологический диск



Не предусматривает повторной стерилизации



Только для одноразового использования



Не используйте, если упаковка повреждена



Не используйте, если упаковка повреждена



Данное устройство содержит острые элементы



Смотрите в инструкции по эксплуатации



Использовать до

LOT

Номер партии

REF

Каталожный номер

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Для диагностики только в лабораторных условиях.
- Не предусматривает повторной стерилизации.
- Не использовать, если подушечка была открыта или повреждена.
- Не использовать, если срок годности истек.
- Не использовать, если срок годности истек.
- Только для одноразового использования.
- В месте забора образца может появиться небольшой синяк.
- Использовать в поликлинике или дома, поскольку процедура забора крови может вызвать обморок.
- Сообщайте стандартные правила предупреждения биологических рисков.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Предупреждения и предостережения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Для диагностики только по рецепту.
- Не предусматривает повторной стерилизации.
- Не использовать, если подушечка была открыта или повреждена.
- Не использовать, если срок годности истек.
- Не использовать, если срок годности истек.
- Только для одноразового использования.
- В месте забора образца может появиться небольшой синяк.
- Использовать в поликлинике или дома, поскольку процедура забора крови может вызвать обморок.
- Сообщайте стандартные правила предупреждения биологических рисков.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Предупреждения и предостережения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ